注意事項 🥂

ソマレゾン・ソマセプト

使用前に取扱説明書を必ずお読みください

≪禁 忌≫

- ●医師の治療を受けている方や下記の方は、必ず専門家とご相談の上ご使用ください。
 - ※悪性腫瘍のある方、 妊娠している方、救急治療や手術を必要としている方 湿疹、皮膚炎のある方、貼付箇所に感染症または創傷のある方
- ●身体に異常を感じたときは、使用を直ちに中止してください。

≪注意事項≫

- ●貼付部に、発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れたときは、使用を直ちに中止してください。
- ●長時間の使用はかぶれの原因になります。

※かぶれ防止、効果・衛生面の観点から、12時間以内のご使用を推奨いたします。

- ●貼る前に、汗などを良く拭いてからご使用ください。
- ●マイクロコーンは微細な突起となっております。1回の使用で、マイクロコーンが曲がったり 皮脂などが付着し目詰まりし、本来の性能が発揮できないことが考えられます。 製品の使用は単回限りの使用を推奨いたします。
- ●水濡れ、直射日光、高温多湿の場所は避けて保管してください。
- ●使用期限は外箱に記載しています。使用期限をお守りください。